

MANUAL DE COLOCACIÓN DE **LA BANDA**



bti
Human
Technology



Deusto
Universidad de Deusto



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO


eVida Group - Febrero 2026

Cómo **colocar la banda** adecuadamente,


1. Se debe **poner la pila** al sensor.
2. Se debe **colocar la banda** en el **pecho** debajo de los pectorales, la barra metálica con las letras de 'Movesense' debe estar justo en el centro del pecho.
3. Se debe **comprobar** que el **sensor funcione correctamente**, moviendo la mano sobre él y viendo que se enciende una **luz roja**.
4. Se debe **colocar el sensor** situando los dos puntos metálicos en los huecos que hay en la banda, el logo del sensor debe parecer una M.



Manera **correcta** de colocar la banda:



Manera **Incorrecta** de colocar la banda:



Guía de colocación de la banda de la **marca:R**

https://www.suunto.com/es-es/Asistencia/Asistencia-de-productos/suunto_smart_sensor/suunto_smart_sensor/primeros-pasos/colocacion-del-cinturon/

Recomendaciones para garantizar mayor precisión:

- Humedezca con agua o gel para electrodos las áreas de electrodos de la banda.

